

TOMMASI LABORATÓRIO

Formulário de Registro

Manutenção da Estação de Água do Equipamento Olympus 400

	Código:	
	_	FR 012
	Versão:	
		1.0
o	Página:	1 do 1

PLANILHA DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO EQUIPAMENTO OLYMPUS 400													
ANO:		MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CCBI10/2-5MLA – Filtro de carvão ativado compacto 10" declonador - 5 micras (45dias)													
CPLI10/2-1MLC – Elemento pré filtro 1 mícron 10" (30dias)													
CPLI20/2-5MLC – Pré filtro de polipropileno liso-5 micras de 10" (30dias)													
CPLI20/2-5MLC – Pré filtro de polipropileno liso-5 micras de 20" (30dias)													
CVR20/2K – Cápsula resina 2 Litros (60dias)													
CPLI20/2-PT12AK – Pré filtro big 20"													