

	<b>TOMMASI LABORATÓRIO</b>	Código: <b>FR 002</b>
	<b>Formulário de Registro</b>	Versão: <b>1.0</b>
	<b>Controle de Temperatura da Estufa Bacteriológica</b>	Página: 1 de 1

MÊS: \_\_\_\_\_ ANO: \_\_\_\_\_ EQUIPAMENTO: \_\_\_\_\_

TEMPERATURA EM °C					OBSERVAÇÕES	TÉCNICO RESPONSÁVEL
Dia	8:00 h		18:00 h			
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

**É NORMA DA QUALIDADE O RIGOROSO CONTROLE DA TEMPERATURA.**

CASO HAJA FALHA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO, COM PERDA DA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA (ABAIXO DE 36°C OU ACIMA DE 38° C), TRANSFERIR IMEDIATAMENTE OS REAGENTES E/OU AMOSTRAS PARA OUTRO EQUIPAMENTO E EM SEGUIDA ACIONAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

**CONTROLE MENSAL DE TEMPERATURA - TEMPERATURA IDEAL: 37° C (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: 36°C a 38°C)**