

	TOMMASI LABORATÓRIO																								Código: FR 104	
	Formulário de Registro																								Versão: 1.0	
	Manutenção Diária / Semanal Olympus 480																								Página: 1 de 1	

MÊS: _____ ANO: _____ SETOR: _____

“DIÁRIA”	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Checar reagentes																															
Trocar H ₂ O																															
Calibrar ISE																															
Passar controles																															
Limpar agulhas																															
Checar seringas																															

“SEMANAL”	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA
Sonicar Copo do ISE				
Sonicar agulhas de amostra e reagentes				
W2				
Foto Calibração				
Limpar frasco de diluição				
Limpar AU na parte superior da esteira				
Limpeza do Reservatório de Água				

Assinatura do Responsável pela Área Técnica: _____