

	<h1 style="text-align: center;">TOMMASI LABORATÓRIO</h1>																								Código: <b>FR 032</b>	
	<h2 style="text-align: center;">Formulário de Registro</h2>																								Versão: <b>1.0</b>	
	<h3 style="text-align: center;">Limpeza de Manutenção do Equipamento ACL 7000</h3>																								Página: 1 de 1	

**MÊS:** \_\_\_\_\_ **ANO:** \_\_\_\_\_ **SETOR:** \_\_\_\_\_

“Diária”	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpeza Externa																															
Checagem de Reagente																															
Controle Interno																															

“Semanal”	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cleaning Cycle																															
Rinse Waste Reservoir																															

“Duas vezes ao mês”	Data da 1ª realização	Data da 2ª realização
Clean Optical Sensors & Window		

“Mensal”	Data de realização
Clean Air Filter	

Assinatura do Responsável pela Área Técnica: \_\_\_\_\_