



TOMMASI LABORATÓRIO

Formulário de Registro

Manutenção do Equipamento STKS

Código:

FR 041

Versão:

1.0

Página:

1 de 1

MÊS: _____ ANO: _____

“DIÁRIA”	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Checa Reagente																															
Controle Interno																															
Checa Impressora																															
Shut Down																															
Limpeza Externa																															

“SEMANAL”	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA
Limpeza da BSV				
Limpeza com Hipoclorito 15’				

Assinatura do Responsável pela Área Técnica: _____