



# TOMMASI LABORATÓRIO

## Formulário de Registro

### Manutenção Diária / Semanal Olympus 680

Código:

FR 040

Versão:

1.0

Página:

1 de 1

MÊS: \_\_\_\_\_ ANO: \_\_\_\_\_ SETOR: \_\_\_\_\_

“DIÁRIA”	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Checar reagentes																															
Trocar H <sub>2</sub> O																															
Calibrar ISE																															
Passar controles																															
Limpar agulhas																															
Checar seringas																															

“SEMANAL”	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA
Sonicar Copo do ISE				
Sonicar agulhas de amostra e reagentes				
W2				
Foto Calibração				
Limpar frasco de diluição				
Limpar AU na parte superior da esteira				

Assinatura do Responsável pela Área Técnica: \_\_\_\_\_