

TOMMASI LABORATÓRIO

Formulário de Registro Registro do Controle Biológico de Autoclavação

Código: FR 058
Versão: 1.0
Página: 1 de 1

Nome do controle:	
requência de execução:	_

Resultados esperados:

- 1. Ampola autoclavada Autoclavação Eficiente: coloração violeta da ampola não se altera.
- 2. Ampola autoclavada Autoclavação Ineficiente: coloração violeta muda para amarelo.
- 3. Ampola não-autoclavada: **Ampola de controle**, a coloração deve mudar de violeta para amarelo.

Data de verificação	Ampola Autoclavada	Ampola Não- Autoclavada	Responsável pelo registro