





Instruções Gerais para pesquisa virtual das Imagens

Nestas avaliações, o participante deverá acessar as imagens através do seu link de acesso ao programa. Como já faz para enviar os resultados e realizar demais análises. O participante irá acessar o programa da especialidade.

As imagens estarão disponíveis de acordo com cada caso. Não é necessário nenhum programa especifico para acessar as mesmas. Simplificamos o máximo possível para o participante poder visualizar e realizar a análise. Porém, para não ter problemas no link, o acesso à internet deve ser no mínimo de 512 Kbps, entretanto, recomenda-se um link de 1 Mega para uma navegação mais confortável e rápida.

O acesso poderá ser feito a qualquer momento de qualquer computador que possua um link de acesso à internet. As imagens estarão disponíveis para visualização e análise pelo participante enquanto o lote estiver "aberto" no site. O lançamento da resposta deverá ser feita na própria planilha da referida especialidade, logo abaixo da imagem.


A avaliação/análise da imagem deve ser de forma similar ao examinado ao microscópio. Será possível percorrer toda lâmina, modificar o zoom, verificar a escala de medição.

Abaixo os principais comandos para realizar a avaliação/análise: Zoom variável de visualização Apresenta o aumento aplicado É o micrométrico (foco) pelo usuário. Ajuste da Imagem (apenas Objetiva Utilizar zoom de 100% para Sedimento da Urinálise Básica) Comandos de Habilita ferramenta movimentação da "Navigator". Com ela é imagem que também possível percorrer toda pode ser feito com o imagem saber qual mouse. posição da imagem está sendo analisada. Ao acionada aparecerá uma € 95% + janela do lado direito da tela Escala para medição









Obs.: Talvez seja necessário instalar ou atualizar o Adobe Flash Player para visualizar as imagens.

Acesse: http://get.adobe.com/flashplayer/