

	<b>TOMMASI LABORATÓRIO</b>		Código: <b>FR 001</b>
	<b>Formulário de Registro</b>		Versão: <b>1.0</b>
	<b>Controle de Temperatura de Estocagem de Reagentes e Amostras</b>		Página: 1 de 1

**CONTROLE MENSAL DE TEMPERATURA:**

- REFRIGERADORES (2 A 8°C)
- CONGELADORES DE GELADEIRAS DUPLEX (Inferior a -5°C)
- FREEZER (Inferior a -18)

**MÊS:** \_\_\_\_\_ **ANO:** \_\_\_\_\_ **EQUIPAMENTO:** \_\_\_\_\_

TEMPERATURA EM °C					OBSERVAÇÕES	TÉCNICO RESPONSÁVEL
Dia	9:00 h		17:00 h			
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

**É NORMA DA QUALIDADE O RIGOROSO CONTROLE DA TEMPERATURA.**

**ATENÇÃO:** É NECESSÁRIO RIGOROSO CONTROLE DA TEMPERATURA. CASO HAJA FALHA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO, COM ELEVÇÃO PERSISTENTE DA TEMPERATURA, TRANSFERIR IMEDIATAMENTE OS REAGENTES E/OU AMOSTRAS PARA OUTRO EQUIPAMENTO E EM SEGUIDA ACIONAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA CHAMANDO O TELEFONE FIXADO NA ETIQUETA DO EQUIPAMENTO.