

	<b>TOMMASI LABORATÓRIO</b>																				Código: <b>FR 032</b>	
	<b>Formulário de Registro</b>																				Versão: <b>1.0</b>	
	<b>Limpeza de Manutenção do Equipamento ACL Elite Pro</b>																				Página: 1 de 1	

**MÊS:** \_\_\_\_\_ **ANO:** \_\_\_\_\_ **SETOR:** \_\_\_\_\_

"Diária"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Prime																															
Eliminar resíduos líquidos																															
Eliminar rotores usados																															

"Semanal"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ciclo de Limpeza																															
Limpar reservatório																															

"Duas vezes ao mês"	Data da 1ª realização	Data da 2ª realização
Limpar sensores ópticos		

"Mensal"	Data de realização
Limpar filtro de ar	

Assinatura do Responsável pela Área Técnica: \_\_\_\_\_