

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: FR 007
	Formulário de Registro	Versão: 1.0
	Controle de Temperatura do Banho-Maria	Página: 1 de 1

MÊS: _____ ANO: _____ EQUIPAMENTO: _____

TEMPERATURA EM °C			OBSERVAÇÕES	TÉCNICO RESPONSÁVEL
Dia	8:00 h	18:00 h		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

É NORMA DA QUALIDADE O RIGOROSO CONTROLE DA TEMPERATURA.

CASO HAJA FALHA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO, COM PERDA DA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA (ABAIXO DE 36°C OU ACIMA DE 38° C), TRANSFERIR IMEDIATAMENTE OS REAGENTES E/OU AMOSTRAS PARA OUTRO EQUIPAMENTO E EM SEGUIDA ACIONAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

CONTROLE MENSAL DE TEMPERATURA - TEMPERATURA IDEAL: 37° C (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: 36°C a 38°C)